Ústav fyziky a technologií plazmatu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

# FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

# Fyzikální praktikum 1

**Zpracoval:** Lukáš Lejdar **Naměřeno:** 15. října 2024

**Obor:** F **Skupina:** Út 16:00 **Testováno:** 

Úloha č. 9:

## Závislost indexu lomu skla na vlnové délce

 $T=21,1~^{\circ}\mathrm{C}$   $p=101,35~\mathrm{kPa}$   $\varphi=47,7~\%$ 

# 1. Úvod

V úloze budu měřit index lomu hranolu metodou minimální deviace pro několik spektrálních čar rtuti. Z naměřených hodnot určím materiálové konstanty v Cauchyho vztahu a Abbeovo číslo charakterizovaného skla.

## 2. Postup měření

#### 2.1. Měření lámavého úhlu

Dvě sousední strany hranolu, kterými paprsek vstupuje a vystupuje svírají úhel  $\omega$ . Hranol položím na goniometr, který nejprve seřídím tak, aby stěny hranolu byli kolmé na optickou osu dalekohledu a najdu úhly  $\varphi_1$  a  $\varphi_2$ , kdy je nitkový kříž kolmý na některou z těchto ploch. Vrcholový úhel dopočítám podle

$$\omega = 180 - (\varphi_1 - \varphi_2) \tag{1}$$

#### 2.2. Měření minimální deviace


Paprsek se při průchodu takovým hranolem zlomí, o nějak úhel  $\delta$ . Ze Snellova zákona lze zjistit, že existuje minimum této deviace  $\delta_m$ , pro kterou platí


$$n = \frac{\sin((\delta_m + \omega)/2)}{\sin(\omega/2)} \tag{2}$$

Zdrojem světla bude výbojka, která ve viditelné oblasti spektra obsahuje řadu čar o známých vlnových délkách. Budu otáčet se stolkem goniometru a hledat úhel  $\varphi_1$ , pro který deviace vykazuje minimum. Tuto hodnotu odečtu a budu se stolkem točit na druhou stranu dokud nenajdu druhé minimum  $\varphi_2$ . Úhel minimální deviace potom spočítám podle

$$2\delta_m = \varphi_2 - \varphi_1 \tag{3}$$

Toto provedu pro každou spektrální čáru a dopočítám index lomu, který nutně bude různý pro různé vlnové délky.





Obrázek 1: Měření úhlu minimální deviace

Obrázek 2: Průchod paprsku světla hranolem

## 2.3. Měření materiálových konstant Cauchyho vztahu a abbeova čísla

Získanou závislost indexu lomu na vlnové délce budu prokládat Cauchyový vztahem prvního řádu

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2}. (4)$$

Dvěma hlavními optickými parametry jsou index lomu  $n_d$  pro žlutou čáru  $\lambda_d=587.6$  nm a Abbeovo číslo  $\nu_d$ , které je převrácenou hodnotou optické mohutnosti skla

$$\nu_d = \frac{n_d - 1}{n_F - n_C},\tag{5}$$

kde  $n_F$  a  $n_C$  jsou indexy lomu pro Fraunhoferovy čáry o vlnových déklách  $\lambda_F=486.1$  nm (modrá) a  $\lambda_C=656.3$  nm (červená).

# 3. Výsledky měření

#### 3.1. Měření lámavého úhlu

Hranol umístím na goniometr a provedu justování. Srovnám nitkový kříž se stranami hranolu, svírajícími úhel  $\omega$  a odečtu úhly  $\varphi_1$  a  $\varphi_2$ . Vrcholový úhel dopočítám podle (1).

$$\omega = 45.00^{\circ} \pm 0.05$$
 (6)

#### 3.2. Měření minimální deviace

Měření úhlu minimální deviace  $\delta_m$  provádím pro každou spektrální čáru rtuti v bodě obratu paprsku na obou stranách, při otáčení stolečkem goniometru a index lomu dopočítávám podle (2).


barva	$\lambda \text{ (nm)}$	$\delta_m$ (°)	n
červená	623.4	30.8402	$1.6059 \pm 0.0008$
žlutá	576.9	30.9638	$1.6082 \pm 0.0008$
zelená	546.1	31.0513	$1.6097 \pm 0.0008$
modro-zelená	491.6	31.3444	$1.6150 \pm 0.0008$
$\operatorname{modr}$ á	435.8	31.7132	$1.6216 \pm 0.0008$
fialová	404.6	31.9069	$1.6250 \pm 0.0008$

Tabulka 1: Měření úhlu minimální deviace pro každou spektrální čáru rtuti

### 3.3. Měření materiálových konstant Cauchyho vztahu a abbeova čísla

Vynesl jsem do grafu závislost indexu lomu n na vlnové délce  $\lambda$  a hodnoty proložil Cauchyovým vztahem (4). Uvedl jsem výsledné materiálové konstanty A a B a vzorkoval jsem výslednou funkci v Fraunhoferových vlnových délkách pro výpočet Abbeova čísla  $\nu_d$ .

$$n_d = 1.608 \pm 0.001$$
  $A = 1.5915 \pm 0.0008$   $n_F = 1.615 \pm 0.001$   $B = 5.6 \pm 0.2 \cdot 10^{-15} \text{ m}^2$   $n_C = 1.604 \pm 0.0009$   $\nu_d = 57 \pm 2$ 



Graf 1: Závislost indexu lomu na vlnové délce

## 4. Závěr

Změřil jsem lámavý úhel hranolu a minimální deviaci pro několik spektrálních čar rtuti. Výsledné hodnoty, které jsou uvedeny v tabulce 1 jsem dál fitoval Cauchyovým vztahem a dostal materiálové konstanty A a B, a zjistil index lomu pro žlutou čáru  $n_d=1.608\pm0.001$  a Abbeovo číslo  $\nu_d=57\pm2$ . Použitý hranol byl z materiálu N-SK2 výrobce SCHOTT. Tabulkové hodnoty z odkazu 1 jsou  $n_d=1.60738$  a  $\nu_d=56.65$ .

# Reference

[1] tabulkové hodnoty hranolů N-SK2 SCHOTT https://www.schott.com/shop/advanced-optics/en/Optical-Glass/N-SK2/c/glass-N-SK2.